

歯間ブラシ

ルミデント® ご愛顧キャンペーン

2018年 6月21日(木)～8月20日(月)

数量限定
期間限定

この期間に、いずれかのルミデント®5本入り×10箱をご注文につき
キャラクター冷感タオル1枚プレゼント!!

ルミデント® 各種



日本製

(5本入り×10箱)

キャラクター冷感タオル

水で冷やすだけで、ひんやり長持ち!!
熱中症対策にぴったり!!

長時間冷却
吸水速乾




タオルサイズ: 100×30cm ※柄は8種類ございますが、指定はご容赦ください。

CAD/CAM冠用/インプラント用

ルミデント® CAD/CAM

ルミデント® IP



US

SS

S

M

US

SS

S

M

通常使用

ルミデント®

ルミデント® アングル



XS

US

SS

S

US

SS

S

M

製品コード	製品名	医院標準価格
X0329	ルミデント ご愛顧 キャンペーン XS (5イリ×10)	¥5,700
X0314	ルミデント ご愛顧 キャンペーン US (5イリ×10)	¥5,700
X0315	ルミデント ご愛顧 キャンペーン SS (5イリ×10)	¥5,700
X0316	ルミデント ご愛顧 キャンペーン S (5イリ×10)	¥5,700
X0317	ルミデント ご愛顧 キャンペーン M (5イリ×10)	¥5,700
X0318	ルミデント ご愛顧 キャンペーン L (5イリ×10)	¥5,700
X0319	ルミデント ご愛顧 キャンペーン M/ハード (5イリ×10)	¥5,700
X0320	ルミデント ご愛顧 キャンペーン L/ハード (5イリ×10)	¥5,700
X0321	ルミデント ご愛顧 キャンペーン アングル US (5イリ×10)	¥5,700
X0322	ルミデント ご愛顧 キャンペーン アングル SS (5イリ×10)	¥5,700
X0323	ルミデント ご愛顧 キャンペーン アングル S (5イリ×10)	¥5,700
X0324	ルミデント ご愛顧 キャンペーン アングル M (5イリ×10)	¥5,700
X0325	ルミデント IP ご愛顧 キャンペーン US (5イリ×10)	¥6,200
X0326	ルミデント IP ご愛顧 キャンペーン SS (5イリ×10)	¥6,200
X0327	ルミデント IP ご愛顧 キャンペーン S (5イリ×10)	¥6,200
X0328	ルミデント IP ご愛顧 キャンペーン M (5イリ×10)	¥6,200
X0349	ルミデントCAD/CAM ご愛顧キャンペーン US (5イリ×10)	¥6,200
X0350	ルミデントCAD/CAM ご愛顧キャンペーン SS (5イリ×10)	¥6,200
X0351	ルミデントCAD/CAM ご愛顧キャンペーン S (5イリ×10)	¥6,200
X0352	ルミデントCAD/CAM ご愛顧キャンペーン M (5イリ×10)	¥6,200

「ルミデント® 歯間ブラシ」のお得なキャンペーンのご案内です

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

*ルミデント® CAD/CAMの特長につきましては、裏面をご覧ください。

*サンプルのご用命はフリーダイヤル0120-230-331までご連絡ください。



新発売

ルミデント® CAD/CAM

CAD/CAM冠は傷つきやすいため、適切な歯間ブラシを選びましょう。


ワイヤーをコーティングすることで表面を傷つけにくい歯間ブラシ「ルミデント® CAD/CAM」が誕生しました。



Q. CAD/CAM用の歯間ブラシって？

A. ウレタンコートをしたワイヤーはCAD/CAM冠を傷つけにくいことが、三井化学の研究機関にて確認されました。

■ ウレタンコートの有無による摩耗度の違い
(試料: 当社レジンブロック(ディーマ ハイブリッドレジン プランク プラス))




ウレタンコートなし

ウレタンコートあり

耐久性に優れた スーパーワイヤー使用


歯間ブラシ専用が開発された超硬ステンレスワイヤーを使用。強いワイヤーと極細通過径を両立させ、操作性に優れた耐久性のあるブラシを実現しました。

フレキシブルネック



自由な角度に変えられ
前歯部、臼歯部のどの
角度にもフィットします。

CAD/CAM冠を入れたらルミデント® CAD/CAMを使いましょう。



CAD/CAM冠に傷がつくと、ステインが沈着しやすくなり、着色の原因となります。着色すると暗く見えてしまうなど、審美性が失われてしまいます。

■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174 TEL.072-242-6410
 福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
 フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)