



# 義歯ケア製品 キャンペーン

日頃のご愛用に  
感謝をこめて

2018 11/21(水) ▶ 12/20(木)

義歯ケア製品をラインナップさせた期間限定のキャンペーンです。  
この機会にぜひご利用ください。

1



CAMPAIGN

【歯科用】入れ歯洗浄剤  
ピカ

- カンジダ菌を溶菌除去する酵素とタンパク分解酵素を配合
- 不快な義歯臭をカット
- 2種類の洗浄剤で汚れを除去
  - ・青色包装(酵素剤)〈毎日使用〉
  - ・赤色包装(アルカリ性酸化剤)〈週1回使用〉

1カートン(6箱入)  
¥3,600(標準患者価格1箱 ¥700)  
包装1箱/青ピカ(錠剤)28錠、  
赤ピカ(顆粒)4包

3



CAMPAIGN

ピカ 入れ歯洗浄保存容器

- 2重構造の入れ歯洗浄保存容器です。
- 内側の容器は、長時間使用しても臭いや傷が付きにくく、煮沸消毒もできて衛生的なバイレックス(耐熱ガラス)製

色調/グリーン、イエロー  
¥850(標準患者価格 ¥1,000)

4

CAMPAIGN

ロート義歯洗浄器 洗力

- 家庭で使用できる超音波を利用した義歯用洗浄器
- 「取っ手付洗浄槽」と「制御台」に分離でき、排水も簡単
- ピカと洗力を併用することで、凹凸が多い義歯のデンチャープラークを除去可能

¥11,820(標準患者価格¥13,800)



特別価格

1~3の  
製品をお買い上げの方に  
リップベビークレヨンをもれなくプレゼント!!



2

CAMPAIGN

【歯科用】  
義歯用泡ハミガキ  
ピカ泡クール

- 歯科専売の義歯用泡ハミガキ
- ポンプタイプ
- 食後や義歯装着前に使用することで、義歯の汚れを除去し、爽やかなミントの香りが口中に広がります。

1箱(6本入)  
¥5,040(標準患者価格1本 ¥980)

当キャンペーンは数量限定販売です。期間中でも限定数量に達し次第、終了させていただきますので、お早めにご用命ください。

## 食後のピカ泡クール、就寝時のピカ

食後や義歯装着時の不快感があったときは泡タイプ「ピカ泡クール」、就寝時にはカンジダ溶菌酵素配合の錠剤タイプ「ピカ」を使用することで、急速な増殖スピードを持つデンチャープラークなどの汚れを除去します。

朝食後 昼食後 夕食後 就寝前



【歯科用】義歯用泡ハミガキ  
ピカ泡クール



【義歯洗浄剤】  
ピカ

「溶菌」で  
しっかり除去



【義歯洗浄器】  
洗力

【歯科用】入れ歯洗浄剤

# ロートピカ

カンジダ  
溶菌酵素  
配合

カンジダ菌を  
溶かして、消して、  
残しません。

「ピカ」の大きな特長は「溶菌作用」。菌の死骸が残りがちな「殺菌」作用とは違い、カンジダ菌を溶かしながら除去するので、義歯性口内炎などの原因となる死菌が残りません。そして、週1回のアルカリ性酸化剤が着色性の汚れも落とします。



青ピカ の錠剤は毎日。

歯垢や口臭、義歯性口内炎の原因となるカンジダ菌を溶菌除去する酵素とタンパク分解酵素を配合しています。毎日使っても義歯を傷めることなく菌を除去できます。



赤ピカ の顆粒は週1回。

お茶やコーヒー、タバコのヤニなど、着色性の汚れを除去するアルカリ性酸化剤。義歯特有の匂いも取り除きます。週1回を目安に義歯の汚れ具合に応じてご使用ください。



【歯科用】義歯用泡ハミガキ

# ピカ泡クール

食事のあとに気になる  
義歯の汚れを  
泡でブラッシング!



使用方法

- ① 入れ歯を口からはずしてください。
- ② ポンプの青いストッパーをはずし、適量を入れ歯に押し出してください。(目安: 総入れ歯でポンプ2押し分)
- ③ 片面60秒を目安に全体をブラシで磨いてください。
- ④ 流水でしっかりすすいでください。

### 注文欄

1	ピカ 1カートン(6箱入)		カートン
2	ピカ泡クール 1箱(6本入)		箱
3	ピカ 入れ歯洗浄保存容器	グリーン	個
		イエロー	個
4	ロート義歯洗浄器 洗力		台

1~3の製品をお買い上げの方に  
リップベビークレヨンをもれなくプレゼント!!



ムーディーピンク  
またはコットンピンク  
※色の選択はできません。

- 天然由来の2つの保湿成分配合 (ペパーミントオイル、コメヌカロウ)
- ツヤのあるセミマットな仕上がりが
- さわやかなペパーミントの香り



特別価格でご提供

価格は2018年11月現在の標準医院価格または標準患者価格(消費税抜き)です。

貴医院名

ご使用の際は説明書等をよく読んでください。

ご住所 〒

取扱い店

TEL.

( )