

乳幼児用

小児歯科に
おすすめ!

かんたんにプラークを確認できる!
プラーク識別ライト付

シープラスクリーン 仕上げ磨き用音波歯ブラシ キャンペーン

2021年10月21日(木)~12月17日(金)

音波振動

プラーク(識別)ライト



シープラスクリーン 仕上げ磨き用音波歯ブラシ 1本入 キャンペーン

- ピンク
- ブルー

歯科医院様参考価格
各 ¥1,500

特別価格

にてご提供いたします

シープラスクリーン 仕上げ磨き用音波歯ブラシ 替ブラシ
乳幼児用2本入 キャンペーン

歯科医院様参考価格
¥320

特別価格

にてご提供いたします

pink, blue
2 Color

プラーク識別ライト付
See+Clean 特徴



スーパーソフト&スリム毛
歯面と歯肉を傷つけることなく
ブラッシングできます。

1分間に16000回の音波振動が
プラークを効果的に除去します。

プラーク識別ライトで蛍光反応した
プラークがピンク色に見えます

※識別しにくい場合は、替ブラシを取り外してから
照射することもできます。

単4電池1個で1日2回、
7日間使用可能

仕様

| | |
|---------|--------------------------|
| 柄の材質 | ABS |
| 毛の材質 | PBT樹脂 |
| 毛の硬さ | ソフト |
| 耐熱温度 | 60℃ |
| 光源 | LED (波長領域:405~410nm) |
| 防水性能 | IPX7 |
| バッテリー材質 | 単4乾電池 |
| バッテリー寿命 | 約70日 (2分間使用で1日2回) |
| 製造業者 | Hertzster Biomed Co.,Ltd |
| 輸入業者 | 中国製 株式会社デントレンド |

防水性能
IPX7

See+Clean

仕上げ磨き用音波歯ブラシ



- ・選べる2色のカラー
- ・乳幼児用替ブラシ付
- ・単4電池別売

患者様参考価格 各 ¥1980

See+Clean 替ブラシ

乳幼児用



患者様参考価格 2本入 ¥400

※本品は医療機器ではありません。

2min

ブラッシング時間の目安を
お知らせ! 2分間で自動停止
します。(安全設計)

30s

30秒ごとの振動を目安に、
口腔内の各エリア
(上顎右側、上顎左側、
下顎右側、下顎左側)を
ブラッシングできます。

シープラスクリーン キャンペーン

2021年10月21日(木)~12月17日(金)

手用歯ブラシも

シープラスクリーン 1本入
(ピンク・グリーン・パープル・ブルー)

歯科医院様税抜参考価格

¥600

特別価格

にてご提供いたします

アソート・単色 各12本入

歯科医院様税抜参考価格

¥6,600

特別価格

にてご提供いたします

歯ブラシのスイッチを押すと
ライトが点灯


※歯から3~5cmの距離を保ってください。

簡単にプラークを
確認できます



01 Plaque detection

プラーク識別ライト



02 Charcoal

プラークの減少に
効果的な
炭を練り込んだ毛



03 0.01 mm

0.01mmの
細いテーパー毛



毛先の丸い歯ブラシ



毛先0.01mmの歯ブラシ

04 Gum Care

敏感な歯と
歯肉のための
ソフト&スリム毛



05 100 DAY

仕様

ハンドル材質:PP+TPR
毛の材質:PBT樹脂
毛の硬さ:ソフト
耐熱温度:60℃
光源:LED
(波長領域:405~410nm)
防水性能:IPX7
バッテリー材質:アルカリ電池
バッテリー寿命:およそ100日※
製造業者:Hertzsteri Biomed Co., Ltd
中国製

※毎30秒ごとの使用で1日2回
※歯ブラシの毛先が開いたらライトのみ
使用してください

※本品は医療機器ではありません。

イージーマトリックス キャンペーン

2021年10月21日(木)~12月17日(金)


乳
歯

隣接面う蝕治療に


簡単装着マトリックスバンド

※期間中でも限定数量(1,000個)に達し次第、終了とさせていただきます。


提供写真:医療法人おぎた小児歯科 荻田 匡樹 先生



約26mm
約4mm
厚さ:50ミクロン



屈曲部の幅広側を歯頸部側に向けて差し込みます。



歯科医院様参考価格

¥3,900

特別価格

にてご提供いたします

本紙に掲載されている価格は2021年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号:13B2X1035900003

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は