

速い! 簡単! キレイ!

歯科用印象材混こう器

トクヤマ APミキサーⅢ

2017 10.23(月) >> 2018 3.20(火)

新規導入 キャンペーン

この機会にAP自動練和システムの導入を考えてみませんか?



アルギン酸塩印象材用清掃材
トクヤマ
APTレークリーナー
標準医院価格 ¥6,700



アルギン酸塩印象材用接着材
トクヤマ
アルジボンドセット
標準医院価格 ¥4,200



歯科用アルギン酸塩印象材
トクヤマAP-1セット
標準医院価格
¥27,500

ファースト、
ノーマル、
スロー
1種類選択



(管理医療機器) 認証番号220AFBZX00071000

歯科用印象材混こう器

トクヤマAPミキサーⅢセット

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000114

標準医院価格 **¥413,000**

※価格は2017年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。
※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。

標準医院価格
合計¥451,400を
セットで

特別価格

※数量に限りがありますので期間中でも打切らせていただくことがあります。

トクヤマAPミキサーⅢ(新規導入キャンペーン)注文書

貴歯科医院名

お名前

お届け歯科商店名

ご住所 〒

TEL ()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活用に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 ☎0120-54-1182

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

トクヤマ APミキサーⅢの特長

より使いやすくなりました。(APミキサーⅡ比較)



1. 稠度調節機能

印象材の稠度は5段階で調節可能



硬い



スタディモデルや義歯概形印象（一次印象）に応用可能です。

普通

APミキサーⅡ使用時と同程度



寒天との連合印象や通常の有歯顎時印象等に適しています。

柔らかい



総義歯や局部義歯印象時の二次印象等に応用可能です。

2. 小型・軽量化

ミキサーの高さを抑え、樹脂化することによって軽量化も図りました。

【トクヤマAPミキサーⅢ】 大きさ：幅265×奥行355×高さ375mm 重量：約12kg

3. エア抜き作業軽減

ペースト供給口の改良で、ペーストパック交換時のエアの巻き込みを低減しました。

これまでの便利さはそのままに。

気泡の混入がほとんどありません。

作業時間を短縮できます。


手練り



APシステム



●印象採得1回あたりの作業時間比較



茨城県鹿嶋市開業 田中晃伸先生 小林正幸先生 著
「アルシネート印象材自動練和システム(APミキサーⅢ)の臨床における有用性」より (自動練和器は当社データによる)