

この資料は、  
歯科医師・歯科衛生士・  
歯科技工士様への  
案内です

【九州地区限定】



クラレノリタケデンタル  
キャンペーン  
News

特別号 技工編

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース特別号技工編』といたしまして、  
キャンペーンを企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

キャンペーン  
01

セシードN 時間短縮セット お試しキャンペーン !!

【実施期間】 2017.11.21 >>> 2018. 2.20 【数量限定】



【カラーコートを活用により  
A2 → A4 色  
の  
表現が可能なセットです!!】

セシードN オペーク A20、ボディ A2B、エナメル E2  
カラーコート A+、カラーコート クリア1  
オペークプライマー、カラーコートプライマー 各1本のセット

■ 標準価格 合計 27,200円を 特別価格



円にてご提供!

※特別価格となりますので1施設様 1セット限定のご注文とさせていただきます

●販売名 セシードN ●一般名 歯科用補綴レジン ●登録機器認証番号 2254BBZK00173000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

【セシードN 時間短縮セット お試しキャンペーン 注文書】

歯科医院/歯科技工所

●九州地区限定のキャンペーンとなります。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2017年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお問い合わせください。

ご注文ディーラー名※支店営業所名までご記入下さい

ディーラー担当者名

FAX : 092-611-7013 モリタ福岡支店までご送付下さい!

裏面に  
セシード®N 導入の  
メリットを  
ご紹介しております!  
ぜひ、ご覧ください。

## <セシードNカラーコート材とは>

硬さと耐摩耗性に優れたカラーコートは塗り重ねる厚みにより、容易に色調表現やキャラクタライズに用いることができます。



カラーコート材はマルチカラーシステムからCAD/CAMで作成したクラウンの色調補正まで幅広く使用できます。



1. マルチカラーシステムで作製したクラウンに色調をプラスして・・

マルチカラーシステムで作製したクラウンに彩度を加えること(カラーコート材A+など)でA2色～A3色へ。A3色～A3.5色に色調を修正することができます。詳しくはQRコードをご覧ください！



2. マルチカラーシステムで作製したクラウンにカラーコート材クリアー1を・・

マルチカラーシステムで作製したクラウンに研磨をせずに透明色であるセシードNカラーコート材クリアー1を一層塗布し、表面の光沢を再現することができます。詳しくはQRコードをご覧ください！



3. CAD/CAMで作成したハイブリッドクラウンにカラーコート材を使用して色調再現を・・

ハイブリッドクラウンにステインのように色を付け足し、より深みのあるCAD/CAMクラウンを作製することができます。詳しくはQRコードをご覧ください！

## 川内先生のセシードNを使用した臨床テクニックを動画でご確認ください。



川内 大輔 先生  
株式会社Roots

### 1. セシードNの研磨について

1. 研磨材による艶出し
2. カラーコートによる艶出し



セシードNの研磨についての臨床動画です。

<https://youtu.be/PziY10EP1eo>

### 2. セシードNカラーコートを用いた色調補正①

- 基本編:A2シェード→A3シェード



カラーコートを用いたA2からA3シェードの色調補正についての臨床動画です。

<https://youtu.be/VK2XIAqCOxU>

### 3. セシードNカラーコートを用いた色調補正②

- 基本編:A2シェード→A3.5シェード



カラーコートを用いたA2からA3.5シェードの色調補正についての臨床動画です。

<https://youtu.be/93xS-2qKvUO>

### 4. セシードNカラーコートを用いた色調補正③

- 応用編:サービカル、インサイザルブルー、ホワイトの活用



カラーコートを用いた色調補正応用編についての臨床動画です。

[https://youtu.be/moGP\\_EmeWlw](https://youtu.be/moGP_EmeWlw)

### 5. セシードNカラーコートを用いた色調補正④

- 応用編:CAD/CAMクラウンへの色調補正



CAD/CAMクラウンへの色調補正についての臨床動画です。

<https://youtu.be/xkJTx-G6Gsc>

セシードNを使用した症例を分かりやすくご案内したガイドブックです。

●お出りの歯科高島までご依頼ください。

商品コード #208530126 #06F4125



## ■セシードN色調構成表

目標とする色調		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
マルチカラーシステム	プレオヘーク	PO															
	オヘーク	A10	A20	A30	A3.50	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
	オヘークモディファイヤー	IO, P, W															
	サービカル	—	CV1	—	CV2	—	CV3	—	CV4	—	CV5	—	CV6	—	CV7	—	CV8
	オヘーシャスボティ	OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ボティ	AB	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
	エナメル	E2	—	E3	—	E4	E1	E2	—	E3	E1	E2	E3	E4	E2	—	E3
	エブリコードエナメル	E1	—	E2	—	E4	E1	—	E3	E1	E1	—	E3	—	E1	—	E3
	トランスルーセント	T0, TN, TE1, TE2															
	エフェクト	TB, CW, CCV, CE, SB															
歯肉色	Tissue1, Tissue2																
ベースマテリアル	BASE																

目標とする色調		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	
ワンボティシステム	プレオヘーク	PO													
	オヘーク	UO	—	—	UO	—	—	—	UO	—	—	—	—	UO	
	ボティ	WO	WO	—	—	—	WO	—	—	—	WO	—	—	—	
	ボティ	WB	—	—	UB	—	—	—	UB	—	—	—	UB	—	

※セシードNとエブリコードはエナメルの色調構成が異なります。追加でご購入される際は上記の色調構成表を見てご注意ください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 ☎959-2653

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 ☎564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 ☎110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター ☎0800.222 8020(フリーコール)

<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com