

歯科咬合採得用材料

パーフェクティム 30秒バイト ご愛顧感謝セール

数量
限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちをこめまして、
「パーフェクティム 30秒バイト ご愛顧感謝セール」を企画いたしました。
ぜひ、この機会をご利用ください。

期 間 2018年1月22日～
2018年2月20日

歯科咬合採得用材料

パーフェクティム 30秒バイト

J.Morita USA

ずれや歪みが生じにくい

操作時間が30秒、口腔内保持時間が60秒と短時間で咬合採得ができますのでずれや歪みが生じにくくなります。

優れたチキントロピー性

寸法安定性・適合性に優れている


硬化後はショアA硬度80に達し、高い硬度を有するので安定した咬合関係が再現されます。また、弾力性が抑えられているので、トリミングが容易に行えます。

- 販売名 パーフェクティム 30秒バイト ●一般名称 歯科咬合採得用材料
- 医療機器届出番号 27B1X00109000200
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) ●製造 J. Morita USA



■包装：カートリッジ50mL × 3本 ミキシングチップL × 12本

■標準価格：5,800円 新：206410520 旧：641520



印象材を抽出した状態では、静止状態を維持し垂れたり流れたりせず、圧が加わった部分のみ流れます。

特別価格にてご提供!

- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
- 掲載品の標準価格は2018年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 数量に限りがございますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただく場合がございます。あしからずご了承ください。
- お問い合わせはお出入りのディーラーまでお願いします。
- ご使用の際には、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問い合わせ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com