

アクアジル ウルトラ トライアルキャンペーン

シリコーン印象材で、お悩みではありませんか？アクアジルウルトラは高い印象精度と扱いやすさから、発売以来多くのユーザー様より高くご評価を頂いております。この機会に、印象材を見直してみませんか？実際の臨床でお試しいただけるトライアルセットをご用意いたしました。是非アクアジルの操作感をご体験ください。




※スペシャルパッケージにはミキシングチップ 12本+3本（計15本）が付属しています

返品保証付（30日間）


トライアルキャンペーンは、通常品に、トライアルカートリッジ（50ml 1本）が外付けでパッケージ化されています。トライアルカートリッジをご試用いただき、ご満足いただけない場合は、ご購入後30日以内の未開封の通常品はご返品いただけます。

アクアジルウルトラを導入されたユーザー様の満足度


口腔内から撤去する際に細部がちぎれない



縁下マージンの再現度が高い



唾液や浸出液に影響受けにくく精度が高い




アクアジルユーザーズ
ボイス 動画で配信中
(土屋賢司先生)

■ 満足・やや満足
■ やや不満・不満

※ 満足度調査は、2017年7月21～8月30日にアクアジルを導入いただいた医院様71軒に対する調査結果に基づいています

高い親水性




歯肉溝の滲出液の影響を受けにくく細部の印象でも精度の高い再現が可能です。

高い引き裂き強度



細部に入った印象材が硬化後もちぎれずに撤去でき、再印象のリスクを軽減します。

十分な操作余裕時間



作業時間中は低粘度を保っているため、余裕を持った印象採得が可能です。

臨床画像提供：東京都開業 内山徹哉先生

豊富なバリエーションでクラウン・インレー・デンチャー・インプラントと幅広い症例に対応します。

Product Lineup & Usage

種類・色調	トレー用				ウォッシュ用	
	パテ	リジット	ヘビー	モノフェーズ	LV	XLV
硬さ						
流動性	-	低い	やや低い	普通	高い	非常に高い
症例						
クラウン・インレー等	○	○	◎	○	◎	◎
ブリッジ	○	○	◎	○	◎	◎
デンチャー	○	○	○	◎(無歯顎印象等)	◎(有歯顎印象等)	◎(咬座印象等)
インプラント	○	○	◎	○	◎	◎
操作余裕時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒
口腔内保持時間	約30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒

パッケージ内容	商品名	キャンペーン品番	ご注文数
アクアジル ウルトラ 50ml カートリッジ 1箱 (4本入) + 同製品 50ml カートリッジ 1本	XLV	678768JTC	
	LV	678771JTC	
	モノ	678773JTC	
	ヘビー	678775JTC	
	リジット	678777JTC	

販売名：アクアジル ウルトラ 一般的名称：歯科用シリコーン印象材 認証番号：221AFBZX00079000 クラス分類：Ⅱ(管理)

- ① 開封した製品の返品および交換は一切しかねます。② 他の特別価格商品と併用してご利用いただくことはできません。
- ③ 本キャンペーンをご注文いただく際には、本チラシの注文欄をご利用いただくか、注文用紙にキャンペーンである旨を必ずご記入下さい。
- ④ 各種数量限定につき、期間中でも品切れの場合は終了とさせていただきます。

ご施設名:

〒□□□□-□□□□ ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所:

TEL:

FAX:

指示	入力	確認

※弊社では、注文書のお申込により取得した個人情報を厳重に管理し、予めご本人の同意を得ることなく第三者への開示・提供することはいたしません。当社での個人情報利用目的は下記の通りです。

- 1.商品の注文および出荷に伴うご連絡
 - 2.弊社からのセミナー・サービス・新商品のご案内への利用
- 各種情報・案内を希望しない(印が付いていない場合は、「希望する」とさせていただきます。)

デンツプライシロナ株式会社 東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10麻布偕成ビル
カスタマーサービス ☎ 0120-789-123 (受付時間9:00~17:00 土日祝日を除く)