

**3M** Science.  
Applied to Life.™

フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン

# 新発売キャンペーン

キャンペーン期間：2018年4月2日(月)～6月29日(金)

## Fill

直接修復のベース・ライナーに

## Core

間接修復のレジン築造に

低い重合収縮応力


4mmの硬化深度



※1 フィルテック™ シュープリム ウルトラ フロー コンポジットレジン



矢印は重合収縮応力の力を表しています。



### 硬化深度の測定方法

ステンレス鋼製の型にレジンを填入し光照射にて硬化させ試験片を取り出します。未硬化レジンを取り除いた後、硬化したレジンの高さを2で割った値がJIS T 6514が定める光硬化深度になります。

### 優れた操作性

支台歯に対し近い距離で操作できることに加え、押し出し圧は弊社従来品<sup>※1</sup>と同程度であることからコア築造などの作業に適しております。



セット内容

- シリンジ 2g×1本
- 注入チップ×20個
- Special Information Vol.1 須崎明先生

ユニバーサル 4872U

A1 4872A1

A2 4872A2

キャンペーン希望医院価格

**2,500円** (本体価格)