

Articulating Film

**薄くて印記性抜群!** 精度の高い接触状態の確認に

咬合フィルム

【キャンペーン期間】

**2018 8.21 ▶ 9.20**

アーティキュレイティングフィルム  
**ご愛用感謝キャンペーン**

数量  
限定

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。  
この度、「咬合フィルム アーティキュレイティングフィルム ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。  
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

厚さわずか  
12μm!




対象製品いずれか**2函**と  
アーティキュレイティングフィルムケース**1個**を  
組み合わせてご提供!

キャンペーンセット品

アーティキュレイティング  
フィルムケース

フィルムが  
起き上がり、  
つまみやすく  
なります。



カッター付きの専用ケースです。

※アーティキュレイティングフィルムケースはキャンペーン限定品です。

対象製品

咬合フィルム

アーティキュレイティングフィルム

【色調】2色：赤・緑 【種類】2種：片面・両面

【サイズ】幅22mm×長さ25m

【希望医院価格】片面1函 **¥2,000**、両面1函 **¥3,000**

アーティキュレイティングフィルムの詳しい特長は裏面をご覧ください

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2018年8月21日～9月20日

対象製品	色調	形態	ご購入数	ご注文数	キャンペーンセット品
アーティキュレイティングフィルム	赤	片面	いずれか 2函		アーティキュレイティング フィルムケース 1個
		両面			
	緑	片面			
		両面			

貴医院・技工所名

ご住所 〒

TEL

お取引販売店

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受注発注業務に活用させていただきます。※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。

※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

咬合フィルム

# アーティキュレイティングフィルム

■タイプ：両面／片面 ■色：緑／赤 ■幅22mm×長さ25mm



歯科医院・歯科技工所様どちらもオススメ

## 厚さわずか12 $\mu$ m!\*


より精度の高い接触状態が確認できます。

※フィルムの厚さ12 $\mu$ m



### 厚さ12 $\mu$ mの薄型フィルム

※紙タイプは約35 $\mu$ m



フィルムタイプなので**薄いのに破れにくくなっています!**

**精度の高い咬合接触・コンタクト調整ができます!**

- 薄い上に、強度もあるため破れにくくなっています!
- 厚みのある咬合紙より、精密なコンタクト調整や咬合調整が可能になります!
- フィルムにコシがあるので歯間への挿入もスムーズです!

## 各種補綴修復物や天然歯でも良好な印記性

紙タイプよりも印記がクリアなので**余分な模型付着が少なく見やすくなっています!**

- 繰り返し使用してもインクが付きすぎず分かりやすいです。
- 模型が汚れづらいので、作業効率もUPします!

**天然歯やポーセレンにもクリアにしっかり印記できます!**

- 唾液の付着した歯・ポーセレンにもしっかり印記します!
- 従来フィルムでは印記が困難な、湿潤状態の歯面やポーセレンなどの滑沢な面に対しても明瞭に印記ができます!



## 良好な操作性 / 識別しやすい2色

**カールしづらいPETフィルム採用しています!**

- フィルムに張りがありカールの少ないPETフィルムを使用しているため、使用時のハンドリングが良好です!

**赤／緑が重なっても判別しやすい色設計です**

咬合紙の両面・片面の使い分け

両面：32 $\mu$ m / 片面：22 $\mu$ m

- 片面：対合歯に余計な印記が着かず、繰り返し使用しても見やすいです!
- 両面：対合歯の接触位置、滑走方向まで印記することができます!
- 全体の厚みが変わります。(フィルム12 $\mu$ m / インク10 $\mu$ m)



株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京 (03) 3813-5751  
 ●大阪 (06) 4790-7333  
 ●北海道 (011) 729-2130  
 営業所 ●東北 (022) 207-3370  
 ●名古屋 (052) 757-5722  
 ●九州 (092) 441-1286