

# KURARAY NORITAKE DENTAL

CAMPAIGN NEWS / 9月号   
**技工編**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
 このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
 『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース9月号技工編』と  
 いたしまして、キャンペーンを企画いたしました。  
 ぜひ、この機会をご利用ください。

この資料は、歯科医師・歯科技工士様への案内です

## ノリタケ クリストバライトご愛顧感謝キャンペーン

期間中、ノリタケ クリストバライト を 特別価格 にてご提供いたします。  
 ぜひ、この機会をご利用ください。

[実施期間] 2018.8.21 >>> 9.20

### CRISTOBALITE BESTFITTER **タイトな適合性を追求した急速加熱低膨張タイプ埋没材**

歯科鑄造用石こう系埋没材

#### クリストバライト ベストフィッター

混水比を減らすことで強度の影響なく、  
 “ゆるめ”の適合調整もできます。




■再現性を追求したフィット感



- 販 売 名 クリストバライト ベストフィッター
- 一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
- 医療機器届出番号 15B1X10001302107
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラス1)

■アズキャストの状態でもなめらかな鑄造面が得られます




鑄造体の表面性状▶  
 (マイクロスコープ撮影)

クリストバライトフォルテ-Ex



クリストバライト ベストフィッター



クリストバライト ベストフィッター **3kg** 1箱を **>>> 特別価格にてご提供!**

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 新 202050795 旧 205795

### CRISTOBALITE Forte-EX 高精度の鑄造体製作が可能

歯科鑄造用石こう系埋没材

#### クリストバライト フォルテ-Ex



**30分  
タイプ**

※埋没後30分の  
 急速加熱が可能。

- 販 売 名 クリストバライト フォルテ-Ex
- 一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
- 医療機器届出番号 15B1X10001302106
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラス1)



◀4本ブリッジ適合写真

耐クラック性、鑄造面の滑沢性をさらに向上。線硬化膨張(0.90%)と  
 線熱膨張(0.90%)の絶妙なバランスと安定性により、メタルコア  
 から、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの  
 鑄造体を得ることができます。

クリストバライト フォルテ-Ex **3kg** 1箱を **>>> 特別価格にてご提供!**

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 新 202050790 旧 205790

CRISTOBALITE **FF-Ex**

安定した品質・掘り出し易さ

歯科鑄造用石こう系埋没材

## クリストバライト FF-Ex




**30分  
タイプ**


※埋没後30分の急速加熱が可能。

- 販売名 クリストバライト FF-Ex
- 一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
- 医療機器届出番号 15011X10001302104
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラス1)

現行FF



FF-Ex



鑄造体の表面性状  
(マイクログラフ撮影)

水中崩壊性実験



700℃ 60分焼成後、常温へ戻し、水に入れて30秒後の状態。

1991年の発売以来、技工鑄造作業にご愛顧いただき、高い精度、より安定性の高い品質、掘り出しやすさといったFFの特長を継承、さらに表面性状の滑沢性を向上させることに成功したFF-Ex。ツヤのある鑄造体を得ることができ、後工程としての研磨に時間をかける必要もなく、作業空間の快適化につながります。

クリストバライト FF-Ex **3kg** 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 新 202050770 旧 205770

≫ 特別価格にてご提供！

CRISTOBALITE **FF20-Ex**

埋没20分後の急速加熱可能

歯科鑄造用石こう系埋没材

## クリストバライト FF20-Ex




**20分  
タイプ**

※埋没後20分の急速加熱が可能。

- 販売名 クリストバライト FF20-Ex
- 一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
- 医療機器届出番号 15011X10001302105
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラス1)

流動性実験データ

(JIS T6601に準じる試験方法)



納期に追われる技工士の方々からの要望に応え、技工作業の時間短縮を目指し開発をしました。適度な流動性を兼ね備え、鑄造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、焼き圧縮強さを向上させることで(0.90MPa)、「バリ」「崩れ」の発生を抑制、良好な鑄造体の製作が可能です。

クリストバライト FF20-Ex **3kg** 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,000円 新 202050780 旧 205780

≫ 特別価格にてご提供！

### セラミックリボン



- ロックワール製のリボンです。  
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)は含有していません。
- 適切な吸水力を持ちます。
- クリストバライトFF-Ex、FF20-Fx、フォルテ-Ex、ベストフィッターと組み合わせるとお使いいただくのに最適です。
- セラミックリボンの厚みは0.7mmです。

■標準価格

30mm×10m	2,500円	新202050940 旧205940
30mm×30m	5,500円	新202050941 旧205941
40mm×10m	3,300円	新202050942 旧205942
40mm×30m	7,200円	新202050943 旧205943
50mm×10m	3,600円	新202050944 旧205944
50mm×30m	7,500円	新202050945 旧205945

関連商品

●標準価格の後の数字は商品コードです。●割新商品の標準価格は、2018年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com