

能動型機器接続歯面清掃用器具

エアフローハンディ 3.0 Plus

エアフローハンディ 3.0

数量限定

発売1周年記念キャンペーン

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「エアフローハンディ 3.0Plus/エアフローハンディ 3.0 発売1周年記念キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

【実施期間】

2018.11.21~2019.1.18

エアフローハンディ 3.0 Plus プレミアム

エアフローハンディ 3.0 Plus と



- ・本体×1
- ・エアフローハンドピース Plus×1
- ・パウダー(PMTC)×1
- ・イージークリーン×1
- ・イージーフィル×1

本体寸法:146×43mm
 本体質量:約150g
 駆動空気圧:2.7~4.5bar
 所要水量:50~80ml/分
 パウダーチャンバー容量:24g

標準価格 215,000円

ペリオフローノズル と ペリオフローハンドピース



3.0 Plus専用

ペリオフローハンドピースの先端に装着する樹脂製のノズルです。

包装 40入 ディスポーザブル
 標準価格 12,800円 206270214

3.0 Plus専用

オートクレープ可

3.0Plusに装着可能な緑下用のハンドピースです。専用ノズルリムーバ付。

標準価格 58,000円 206270212

詰め合わせて

特別価格にてご提供！

エアフローハンディ 3.0 スペシャル

エアフローハンディ 3.0 と



- ・本体×1
- ・エアフローハンドピース ×1
- ・パウダー(ミント)×1
- ・イージークリーン×1
- ・イージーフィル×1

本体寸法:146×43mm
 本体質量:約150g
 駆動空気圧:2.7~4.5bar
 所要水量:50~80ml/分
 パウダーチャンバー容量:24g

標準価格 189,000円

ハンディパウダー リコール

矯正装置周辺や軽微なステイン除去に

包装 200g

標準価格 4,600円 206270113



3.0 専用
65μm

詰め合わせて

特別価格にてご提供！

対応カップリング

	メーカー名	モリタ	モリタ(W&H®)	M4	NSK®	KaVo®	Sirona®#4	ヨシダ	オサダ
キャンペーンコード	3.0 Plus プレミアム	206270831	206270832	206270833	206270834	206270835	206270836	206270837	206270838
	3.0 スペシャル	206270841	206270842	206270843	206270844	206270845	206270846	206270847	206270848
接続可能カップリング									

※1 W&H®と Roto Quick®は W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH の登録商標です。
 ※2 NSK®と MachPhatelus®は株式会社ナカニシの登録商標です。
 ※3 KaVo®と MULTiflex LUX®は Kaltenbach & Voigt GmbH の登録商標です。
 ※4 Sirona®は Sirona Dental Systems GmbH の登録商標です。
 ※5 ヨシダとクイックオブチカジョイントは 株式会社ヨシダ製作所の商標又は登録商標です。
 ※6 オサダと OFJ/4HL タービンホースは 長田電機工業株式会社の商標又は登録商標です。

エアフローハンディ 3.0 Plus

PMTC
25μm



インプラント周辺や縁下の清掃に

ハンディパウダーPMTCを用いることで、プラークやバイオフィルムの清掃が可能。
ペリオフローハンドピースを使用することで、縁下の清掃も可能です。



症例1【インプラントのメンテナンス】



X線での診断

清掃中

清掃後

ペリオフローハンドピース、ペリオフローノズルの特長

- ・フレキシブルな樹脂製ノズルはディスプレイで衛生的
- ・縁下に挿入しやすいノズル形状
- ・歯周ポケット長がわかりやすい先端のゲージ
- ・パウダー3+水1の噴射口で縁下をやさしく洗浄



噴射時のイメージ

症例2【縁下のメンテナンス】ペリオフローハンドピースを使用



X線での診断

フロービング
(フロービング値 6mm)

歯面清掃

エアフローハンディ 3.0

リコール
85μm

ミント
85μm



歯面のステイン除去に

矯正装置周辺の歯面清掃や軽微なステイン除去に適したハンディパウダー リコール、強固なステインを効率よく除去するハンディパウダー ミントを使って口腔環境を整えます。



矯正装置周辺の歯面清掃、軽微なステイン除去に

矯正装置のような到達困難な部位でも簡単に清掃できます。ブラケット、ワイヤーを装着したまま清掃が可能です。

症例1【ハンディパウダーリコールを使った矯正装置周辺の歯面清掃】



清掃前

清掃中

清掃後

強固なステインを効率よく除去

ハンディパウダーPMCT、リコールではなかなか除去できない強固なステインを効率よく除去します。

症例2【ハンディパウダーミントを使ったステインの除去・清掃】



清掃前

清掃中

清掃後

2種類の本体に応じた使用機器

本体	パウダー	ハンドピース	部位	ステイン除去		矯正装置周辺の清掃	天然歯・インプラントのフロービング値	
				強固	軽微		~4mm	~9mm
歯周病予防・メンテナンスに エアフローハンディ 3.0 Plus	仕上げ 研磨不要 PMTC	エアフローハンドピース Plus	縁上	×	○	○	◎	×
		ペリオフローハンドピース※1	縁下	×	×	×	×	◎※2
ステイン除去に エアフローハンディ 3.0	仕上げ 研磨不要 リコール	エアフローハンドピース	縁上	×	◎	◎	×	×
	仕上げ 研磨必要 ミント			◎	◎	○	×	×

販売名 エアフロー ハンディ 3.0
一般的名称 電動型機器接続歯面清掃用器具
クラス分 管理医療機器 (クラスII)
医療機器認証番号 229AFB2100002000

販売名 ハンディパウダー
一般的名称 歯面研磨材
クラス分 一般医療機器 (クラスI)
医療機器認証番号 27B1X00109000322
製造販売 株式会社モリタ

※1 ペリオフローハンドピースはオプションです。症例に応じて先端のハンドピースを付け替えてください。

※2 ペリオフローノズル(オプション)が縁下に挿入できる場合に限りです。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2018年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造 EMS (スイス)

選任製造販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com