

歯科咬合採得用材料

# パーフェクティム 30秒バイト ご愛顧感謝セール

数量  
限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちをこめまして、  
「パーフェクティム 30秒バイト ご愛顧感謝セール」を企画いたしました。  
ぜひ、この機会をご利用ください。

期 間 2019年1月21日～  
2019年2月20日

歯科咬合採得用材料

## パーフェクティム 30秒バイト

J.Morita USA

### ずれや歪みが生じにくい

操作時間が30秒、口腔内保持時間が60秒と短時間で咬合採得ができますので、ずれや歪みが生じにくくなります。

### 優れたチキントロピー性

### 寸法安定性・適合性に優れている

硬化後はショアA硬度80に達し、高い硬度を有するので安定した咬合関係が再現されます。また、弾力性が抑えられているので、トリミングが容易に行えます。

- 販売名 パーフェクティム 30秒バイト ●一般的名称 歯科咬合採得用材料
- 医療機器届出番号 27B1X00109000200
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) ●製造 J. Morita USA



50mL  
カートリッジ  
3本入り!!

- 包装：カートリッジ50mL × 3本 ミキシングチップL × 12本
- 標準価格：5,800円 新：206410520 旧：641520



印象材を抽出した状態では、静止状態を維持し垂れたり流れたりせず、圧が加わった部分のみ流れます。

## 特別価格にてご提供!

- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
- 掲載品の標準価格は2019年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 数量に限りがございますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 価格のお問い合わせはお出入りのディーラーまでお願いします。
- ご使用の際には、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問い合わせ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)