

クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース

# KURARAY NORITAKE DENTAL

CAMPAIGN NEWS / 3月号 診療編

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース3月号』と  
いたしまして、キャンペーンを企画いたしました。  
ぜひ、この機会をご利用ください。

この資料は、歯科医師様への案内です



**NEW!**  
SA ルーティング<sup>TM</sup> Multi

歯科接着用レジンセメント

新発売

# SAルーティング<sup>®</sup> Multi

## 面倒な接着前処理はもう

すべての補綴物にSAルーティング<sup>®</sup> Multi 1本で!



すべての支台歯にSAルーティング<sup>®</sup> Multi 1本で!



## 選べる2つのタイプをご用意

**オートミックス** 「選べる2種類のチップ」と「スムーズな押し出し」により、症例に適したスピーディーな操作が行えます。

**ハンドミックス** 「クリーミーなペースト性状」により、練和がスムーズに行えます。必要なペースト量がコントロールでき経済的です。



# プライマー処理なしでシラン処理ができるレジンセメント

様々な種類の補綴装置と歯質へプライマー処理なしで接着。  
さらに余剰セメントの除去が容易に行えます！

## 不要！

ペースト中に配合した「MDP<sup>®</sup>」と「LCSi」により様々な種類の補綴装置や支台歯に高い接着力を発揮します。

### 業界初

#### シラン含有



長鎖シランカップリング剤

#### 「LCSi」

CAD/CAMレジン冠・歯科用陶材・シリカ系ガラスセラミックス(ニケイ酸リチウム)へ高い接着性を発揮する

#### 接着性モノマー含有



リン酸エステル系モノマー

#### 「MDP<sup>®</sup>」

歯質・金属・ジルコニアなどに高い接着性を有する



#### ● その他の特性

フッ素後放性	表面処理 フッ化ナトリウム配合	X線透視性 <sup>※3</sup>	あり	被膜厚さ <sup>※3</sup>	約16μm	室温保存可能 <sup>※4</sup>	保管温度 2~25℃	歯科用合着・ 接着材料 <sup>1</sup>	17点
--------	--------------------	---------------------	----	--------------------	-------	----------------------	---------------	-----------------------------	-----

※3 試験方法：JIS T6611 条件などにより数値は異なります。 ※4 診療時間後や在庫の保管に際しては、直射日光・デンタルライトなどを避けて下さい。また、夏季など室温が上記の保管温度を超える場合には冷蔵庫での保管をお願いいたします。

歯科接着用レジセメント

# SAルーティング® Multi

製品の詳細については  
WEBからもご確認  
いただけます。



## SAルーティング® Multi ハンドミックス バリューキット 新発売キャンペーン

期間 2019年2月21日~3月20日

数量限定

期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



### SAルーティング® Multi ハンドミックス ユニバーサル バリューキット

内 容 Aペースト / Bペースト9.2g(5mL)×3本  
付属品 練和棒(PN)×1、練和紙(白盛付)×1  
標準価格 20,300円 202440200



### 特別価格にてご提供!!

## SAルーティング® Multi ハンドミックス単品 新発売キャンペーン



### SAルーティング® Multi ハンドミックス単品 ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

内 容 Aペースト / Bペースト9.2g(5mL)×1本  
標準価格 各7,700円 202440202-202440204



### 特別価格にてご提供!!

## SAルーティング® Multi オートミックス単品 新発売キャンペーン



### SAルーティング® Multi オートミックス単品 ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

内 容 Aペースト / Bペースト8.2g(4.6mL)×1本  
付属品 ミキシングチップ(合着用)×20個  
標準価格 各10,700円 202440212-202440214



### 特別価格にてご提供!!

●販売名 SAルーティングMULTI ●一般名 歯科接着用レジセメント ●区役機器認証番号 230ABZ00096000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2019年2月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
＜歯科医療従事者様専用＞

www.dental-plaza.com