

GLOSSY COAT

グロッシーコート

発売記念キャンペーン

時間や手間の掛かる
最終光沢面を
これ一本で
素早く実現します



■耐着色性


光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。



※自社実験
(コーヒー2%水溶液に37℃で1週間浸漬)

■耐摩耗性


硬化後も良好な耐摩耗性を有します。



※自社実験(歯ブラシ摩耗試験10万回後)

■接着性

多くの被塗布物と優れた接着性を有します。



※自社実験(せん断接着強さ)

■特徴

- 耐着色性、耐摩擦性・高接着性を有した光重合レジン表面滑沢硬化材です。
- 伸びが良く、薄く塗布できるため、被膜厚を薄くすることができます。
- 硬化後のべた付きが非常に少なく、作業ストレスを低減します。

仕様

内容量: 15ml
硬化時間目安: LEDキュアボックス プラス...3分
LEDトレキュア...3分
ハイパーLII...30秒

30%OFF

標準単価
¥5,400

¥3,780

グロツシーコート発売を記念して 関連商品も**20%OFF**にて ご提供いたします!

LEDキュアボックス プラス

歯科技工用重合装置

23B1X10001A69013
一般医療機器



LED採用で長寿命。
天井30個、側面6個のLEDで
ムラのない均一な重合を実現します。

仕様

外形寸法: W197×D268×H245.5(mm)
室内寸法: W135×D120×H95(mm)
重量: 5.7kg
電源: 100V
50/60Hz
消費電力: 150W
有効波長域: 365~400nm
440~490nm
推奨使用環境: 室温: 10~40℃
光源ランプ: LED

セット内容

・本体×1
・電源コード(コンセントアダプター付)×1
・ゴーグル×1
・予備用ヒューズ×2
・使用説明書×1
・保証書×1

単品販売

・LEDライトA(青) ・LEDライトB(青)
・LEDライトC(青) ・LEDライトD(紫)
・ヒューズ×2

標準価格
¥250,000

20%OFF
¥200,000

LEDトレーキュア

歯科技工用重合装置

個人トレー/ベースプレート製作用
LED重合器

23B1X10001A69014
一般医療機器



LED採用で長寿命。
光重合タイプの個人トレー、
ベースプレート用レジンの重合にも
ご使用いただけます。

仕様

外形寸法: H150×W200×D216(mm)
重量: 3.3kg
電源: 100V
50/60Hz
消費電力: 65W
有効波長域: 390~410nm
光源ランプ: LED

セット内容

本体 1個
電源コード 1本
ゴーグル 1個

標準単価
¥60,000

20%OFF
¥48,000

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp