


THANKS SALE



Quality Products
Made in Germany

Single Pack
&
Value Pack

2019.3.22 (金) ▶ 2019.5.20 (月)



軟化象牙質の除去に
スパツと削れる
錆びないバー



Komet MI カーバイドバー
H1SEM シリーズ CA

Single Pack

導入しやすい
1本入



980円(1本入)



Value Pack

お得な
5+1 パック




4,900円(5本入) 980円(1本入)



特別価格

でご提供

低速でもサクサク切れる



H1SEM

従来品


ピッカーズ硬度 1600 のカーバイド製
切れ味を高めるブレードデザインなので
低速でも軟化象牙質をサクサク削れます
推奨回転数：毎分 1500 回転

錆びないカーバイド製

カーバイド製の作業部
オートクレープでも錆びません(軸部はステンレス製)

低振動なクロスカット

目詰まりを防止するクロスカット
低振動で軟化象牙質を除去できます



< この切れ味・この耐久性を貴方に >

従来、軟化象牙質の除去にはスチールバー(ピッカーズ硬度 800) やステンレススチールバー(同 600) が用いられてきた。スチールバーは耐腐食性が低く、ステンレススチールバーは切れ味が悪い。この H1SEM はその欠点を補ってくれる製品である。素材には耐腐食性の高いタングステンカーバイド(同 1600) が使われており、ステンレスやスチールと比較しても間違いに硬い。またその刃部にはクロスカットが施されており、これにより従来のラウンドバーに比較して振動が少ない。長期にわたって維持される鋭い切れ味で軟化象牙質除去をスムーズに低発熱で行え、低振動の恩恵で歯質の破折を予防できる。是非、未体験ゾーンへ。

記事提供：
高田歯科(兵庫県神戸市)
高田 光彦 先生



記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をお読みください。

単品詳細情報	品番	H1SEM-010 (US #2)	H1SEM-012 (US #3)	H1SEM-014 (US #4)	H1SEM-016 (US #5)	H1SEM-018 (US #6)	H1SEM-021 (US #7)	H1SEM-023 (US #8)
	最大径(mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
	CA	○	○	○	○	○	○	○
	CAロング	○	○	○	○	○	○	○
	適正回転数	毎分 1,000 ~ 1,500 rpm						
	標準医院価格	980円(1本入) 4,900円(5本入)						

イラストはほぼ実物大です 全長:CA 22mm / CAロング 26mm

医療機器の分類:一般医療機器 一般的名称:歯科用カーバイドバー 販売名:コメットカーバイドバー 届出番号:27B2X00091000002



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>