

修復物の隣接面の形態修正・最終研磨に！

イーズ

コンタックEZ

キャンペーン

2019年4月22日(月)～6月19日(水)

修復用ストリップ
アソート5個入



ハイジニストストリップ
ステインリムーバー 1個



内容：ブラック、オレンジ、ホワイト、ブルー、グレー 各1個

歯科医院様参考価格 ¥4,500

歯科医院様参考価格 ¥900 (相当)

合計歯科医院様参考価格

¥5,400

特別価格

にてご提供いたします

サブジンジバルストリップ
アソート5個入



サブジンジバルストリップ
ゴールドナロー 1個



内容：ブルーナロー 2個 ゴールドナロー 2個
カッパーナロー 1個

歯科医院様参考価格 ¥4,500

歯科医院様参考価格 ¥900 (相当)

合計歯科医院様参考価格

¥5,400

特別価格

にてご提供いたします

- ▶ 片手で操作ができ、適切なコントロールが可能で、手の疲労感を減少させます。
- ▶ 柔軟なストリップのため、自然な歯の外形に形態修正を行うことができます。
- ▶ オートクレーブ滅菌(132℃、10分間)および再使用(目安:3~5回)が可能です。



修復用ストリップ

間接修復物隣接面の形態修正・研磨用ストリップ

種類	ブラック	オレンジ	ホワイト	ブルー	グレー
外観					
厚さ・幅	0.06mm・3.75mm	0.05mm・3.75mm	0.035mm・3.75mm	0.065mm・3.75mm	0.05mm・3.75mm
ダイヤモンド粒子	片面 25 μm	片面 22 μm	なし	なし	片面 22 μm
鋸歯	鋸歯なし	上下鋸歯付	上下鋸歯付	上下鋸歯付	鋸歯なし
用途	<ul style="list-style-type: none"> ●最終セメンテーション前の間接修復物の隣接面の形態修正。 ●コンポジットレジン修復後の隣接面の形態修正。 <p>※オレンジは、歯間部にブラックを挿入できない場合に使用します。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●間接修復物のセメンテーション後の歯間部の余剰セメント等の除去・清掃用。 ●光重合前のベニアまたはコンポジットレジン重合後の歯間部の清掃用。 <p>※ブルーは、多量のセメントが残留している場合に使用します。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●修復物の最終研磨用。

サブジジバルストリップ

歯肉縁下にもアクセスできる幅狭ストリップ

種類	ブルーナロー	ゴールドナロー	カッパーナロー
外観			
厚さ・幅	0.07mm・2.50mm	0.10mm・2.50mm	0.06mm・2.50mm
ダイヤモンド粒子	なし	片面42 μm	片面25 μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし
用途	<ul style="list-style-type: none"> ●大きなオーバーハングの除去用。 ●薄い鋸歯付ストリップのため、容易に歯肉縁下にアクセスでき、穏やかに頬舌側方向に動かし、余剰のコンポジットレジンおよびクラウン周囲のセメントを切り離します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●小さなオーバーハングの除去用。 ●ストリップの中央部から歯間部にスムーズに挿入でき、左右のダイヤモンド研削面を用いて、迅速に小さなコンポジットレジンのオーバーハングの調整および間接修復物周囲の余剰セメントを除去します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●修復物の清掃研磨用。 ●エキストラファインダイヤモンド粒子は、1ステップで簡単に健康的で自然な歯の外形に最終研磨をすることができます。

ハイジニストストリップ

ステインリムーバー

種類	ピンク
外観	
厚さ・幅	0.05mm・3.75mm
ダイヤモンド粒子	なし・多孔性
鋸歯	上下細鋸歯
用途	<ul style="list-style-type: none"> ●歯間隣接面のステインおよびバイオフィルムの除去用。 ●薄いブレード厚さの非摩耗性の柔軟なストリップのため、歯質に損傷を与えずに、迅速・簡単に、歯間隣接面から頑固なコーヒー、お茶、タバコ、赤ワインなどのステインを効率的に除去し、チェック時間を短縮します。

本紙に掲載されている価格は2019年4月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器届出番号: 13B1X10098130001 製造業者: ContacEZ,LLC (コンタックイース コルコルシー社) 製造国: アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

株式会社エイコー
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は