

ドクターキムヘッドランプを日頃よりご愛用の先生方へ

そのバッテリー

ドクターキムヘッドランプ用バッテリー

『寿命』が近づいていませんか？

DR-KIM REFRESH CAMPAIGN

対象期間

2019.6.3 Mon
➔ 6.28 Fri

ドクターキムリフレッシュキャンペーン



Dr-Kim ヘッドランプ
DKH-50

Dr-Kim Battery

Dr-Kim バッテリー

連続使用時間:【最大光量】約2時間半
【最小光量】約5時間
充電完了時間:約2時間

通常
価格

¥10,000 [税別]

キャンペーン特別価格

※今回のキャンペーンはドクターキムヘッドランプバッテリーのみのキャンペーンとなります。




FOR THE PATIENT
OKABE


バッテリーの購入時期を思い出してみてください!!

バッテリーの劣化


一般的なリチウムイオン電池は、300~500回充電を繰り返すと寿命に近づくとされています。



使用はできる状態でも、連続使用時間が短くなったと感じたり、光量の低下を感じたりする場合は、お手持ちのバッテリーが劣化していることが考えられます。ドクターキムヘッドランプの性能を最大に引き出し快適にご使用いただくために、定期的なバッテリーの交換をおすすめいたします。



光量の低下




連続使用時間の減少

適切なバッテリーの交換目安は？

1年半~2年

に一度です。



交換分、予備分として是非この機会をご活用ください!!

販売元
株式会社 岡部/OKABE Co., Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間4-4-32
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070
<http://www.okabe118.co.jp>

ZIP CODE 815-0041
4-4-32, Noma, Minami-Ku, Fukuoka, Japan
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせ下さい。