

九州限定

2023年
期間 7月3日~9月20日

FD-366 スプレー容器付き 特別キャンペーン

1分で
除菌

表面の除菌

Surface disinfection

FD-366で

院内感染拡大リスクを
減少させませんか？

- ユニット、ライトのハンドル、合成皮革などの除菌に使用します。
- アルコール含有量が少ないため、材質にやさしくアクリルガラスなどにも使用できます。敏感な表面の除菌に1分で素早く作用。
- 清潔な布やペーパータオルに付けて拭き取りしてください。「スプレー容器」でもご使用いただけます。

【使用方法】

- ◎ 原液を布に含ませて、対象物の表面をしめらせた状態にします。
- ◎ そのまま1分以上放置し乾燥させます。
- ◎ 手の届かない隙間には直接スプレーします。
- ◎ 目に見える汚れには拭き取りを繰り返して汚れを取り除き、その後1分以上放置してください。

FD-366
(センシティブ表面クリーナー)

内容量:2,500mL

材質に配慮した表面用の除菌クリーナーです。
有効成分:アルコール、第四級アンモニウム化合物

標準価格:9,500円(税別)

キャンペーン
セット内容FD-366(センシティブ表面クリーナー) 2,500mL 1本
FD-366 詰替用空ボトル(スプレーノズル付) 1L 1個