

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ

歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料・歯科用シーリング・コーティング材

ダブルパック キャンペーン

キャンペーン期間：2023年8月1日(火)～9月29日(金)



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ボトルタイプ



+



×6枚

製品番号 | **41294WSP**

キャンペーン
セット内容 | ・ボトル(5mL)×2本
・3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用×6枚

キャンペーン
希望医院価格 | **22,700円**



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプ



+



×6枚

製品番号 | **41298JWSP**

キャンペーン
セット内容 | ・ユニドース×200本
・3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用×6枚

キャンペーン
希望医院価格 | **22,700円**

1本で多用途!

3M独自の「VMSテクノロジー」採用のスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは

- 口腔内の歯質・修復物を問わず、口腔内の様々な被着体に接着可能
- セルフエッチング、セレクトィブエッチングやウェットボンディングといった様々な状態の歯面に対応可能
- CR充填用接着材のほか「ライエックス™ ユニバーサル レジンセメントの前処理材、知覚過敏抑制材料、窩洞・支台歯のシーリング材として利用可能



Vitrebond™ Copolymer

ビトラボンドコポリマー

水分コントロールが困難な部位でも安定した接着性能を発揮



象牙質

金属

エナメル質

ジルコニア



MDP monomer

MDPモノマー

- セルフエッチ時に高い接着性能を発揮
- 金属、ジルコニア、アルミナ、エナメル質、象牙質に高い接着性能を発揮
- 室温下でも液の性能が安定

Silane

シランカップリング剤

歯科用ガラスセラミックスに対して化学的な接着性能を発揮



コンポジットレジン

象牙質

アルミナ

ガラスセラミックス

用途例1 CR充填

使用率* 93%

用途例2 レジンセメントの前処理

使用率* 35%

用途例3 各種リペア

使用率* 54%

用途例4 知覚過敏症の処置

使用率* 46%

* 上記%は、スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブを各症例に使用している割合（一般開業医において2021年2月～5月に製品使用者を対象にしたアンケート（N=441））

適応症例

歯科用象牙質接着材 | 歯科セラミックス用接着材料 | 歯科金属用接着材料 | 歯科用知覚過敏抑制材料 | 歯科用シーリング・コーティング材




スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブをご使用いただいている先生方に臨床での活用方法をお伺いしました。

お申込みはこちらから



3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用

「サッと」取り出し、いつものマスクに「パッと」くっつく!簡単装着で、医療従事者の眼をしっかりと防護します。



歯科診療時は、
• 患者の唾液・血液・歯や材料等の切削片が飛散しています。

歯科治療時



歯面清掃時



- タービンなどの治療器具使用時
- レーザー使用時など
- 超音波スクレーラー使用時など



販売名:スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ 認証番号:302AKBZX00043000 / 販売名:ライエックス ユニバーサル レジンセメント 認証番号:302AKBZX00044000

スリーエム ジャパン株式会社 歯科用製品事業部 [Web 3M 歯科](https://www.3mcompany.jp/dental) <https://www.3mcompany.jp/dental>

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2023年6月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、Vitrebond、スコッチボンド、ライエックスは、3M社の商標です。

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2023. All Rights Reserved. DEN-1827-AJ (0623) PN/e.

3M コールセンター
☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)