

〔キャンペーン期間〕 2023.8.21 ▶▶▶ 9.20 期間・数量限定

ジーセム ONE シリーズ CAD/CAM冠 & インレー BEST MATCH CAMPAIGN



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ジーセムONE シリーズ CAD/CAM冠 & インレー ベストマッチキャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

ジーセム ONE neo バリューパック (3本入) または

ジーセム ONE EM バリューパック (5本入) いずれか1 函と

〔キャンペーンセット品〕 スムースカット BR2&BR5 各1本を組み合わせ価格にてご提供!

歯科接着用レジンセメント

ジーセム ONE neo

バリューパック 3本入

色調●2色=メタルコアオベーク、ユニバーサル(A2)
包装・希望医院価格●1函:カートリッジ(7.6mL)3本、練和紙(No.22)1冊、
テクニカルチャート1部=¥16,690

管理医療機器 228AKBZX00104000



or

歯科接着用レジンセメント

ジーセム ONE EM

バリューパック 5本入

色調●1色=ユニバーサル(A2)
包装・希望医院価格●1函:シリンジ(2.7mL)5本、
EMミキシングチップT40個、EMミキシングチップF5個、
EMミキシングチップF用ノズルRC5個、テクニカルチャート1部=¥22,250

管理医療機器 301AKBZX00021000



オススメ!
メタルコアや変色歯への
CAD/CAM冠
装着に!



1



1

キャンペーンセット品

CAD/CAM冠の支台歯形成におすすめ!

ガイドグループ付与・軸面形成・マージン形成

ダイヤモンドバー(F.G.用)
スムースカット BR2&BR5

【期間限定販売品】希望医院価格●¥2,600

形態●=BR2、BR5

一般医療機器 23B2X00038000007

各1本



BR2
最大径
1.6mm

BR5
最大径
1.9mm



CAD/CAM冠 &
インレーにベストマッチ!



セラスマート ブロック
シリーズもオススメです!

詳しくは裏面をご覧ください

キリトリ
ご注文書

キャンペーン期間:2023年8月21日~9月20日

貴医院名		
ご住所 〒		
TEL	()	
お取引販売店	ご担当者	様

対象製品	ご購入数	キャンペーンセット品
ジーセム ONE neo バリューパック3本入	メタルコア オベーク ユニバーサル (A2)	スムースカット BR2&BR5 各1本
ジーセム ONE EM バリューパック5本入	ユニバーサル (A2)	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

保険適用

CAD/CAM冠、 CAD/CAMインレー といえば セラスマートシリーズ

レイヤー プライム 300



歯科切削加工用レジン材料 セラスマート レイヤー
管理医療機器 231AKBZX00004000

歯科切削加工用レジン材料 セラスマート プライム
管理医療機器 302AKBZX00007000

歯科切削加工用レジン材料 セラスマート300
管理医療機器 228AABZX00116000

前歯用 CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

セラスマート **レイヤー**

セラスマートレイヤーシェード



New!
レイヤーに新色
MOメタルコア
オベークが
仲間入り

デンチン層/ミドル層/エナメル層が滑らかに層を成す前歯CAD/CAM冠用ブロック「セラスマート レイヤー」に **メタルコアや変色歯の暗さが目立たない遮蔽力の高いシェード「MO」(メタルコアオベーク)を新たにラインナップ**。ダークシェード「A4EL」も加わり、より幅広い症例にお使いいただけるようになりました。 ※MOは、「サイズ14」のみの販売となります。

セラスマートシリーズは VITA®シェードに準拠しています



※VITAはVita Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KGの商標です。

セラスマートレイヤー遮蔽力の比較



**MOで
メタルコア
を遮蔽!**

写真提供:デンタルベース(神奈川県横浜市)


小臼歯用 CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)

セラスマート **プライム**

大白歯用 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)

セラスマート **300**


セラスマートプライム&セラスマート300シェード



HTは
LTに比べ
透過度
11%アップ

インレー用に最適なHT色は光の透過性を高めることにより、歯質と自然になじみます。

セラスマートプライム、300を用いたインレー症例



CAD/CAMインレーに
ジーセム ONE neoを
塗り装着

セメント塗布・装着

CAD/CAM
インレーには
透過度の高い
「HT色」が最適!

セメントは
ジーセム ONE シリーズがオススメ!

- ★メタルコアのCAD/CAM冠にはジーセム ONE neo の **メタルコアオベーク**
- ★CAD/CAMインレーにはジーセム ONE シリーズの **ユニバーサル (A2)**