



MTAシリーズ キャンペーン

2019.5.21 — 2019.7.20

MTAアンジェラスHP1個入が新発売！ MTAアンジェラス各種の価格がお求めやすくなりました！

MTAアンジェラスHP (HP=High-Plasticity)

高い可塑性により、操作性を高めたMTAです。

- ・可塑剤の添加によりMTAにありがちなボソボソ感が改善され、操作性が向上しました。
- ・X線造影剤としてタングステン酸カルシウムを配合しています。
- ・1カプセル0.085gの使い切り少量タイプです。
- ・粉と液の混和後15分程度で初期硬化が開始します。



MTAアンジェラスHP
練和手順はこちら



MTAアンジェラスHP 0.085g×1個入

MTAアンジェラス HP: 0.085g×1個
専用液: 0.25mL×1個
標準価格: ¥3,600

NEW!!

MTAアンジェラスHP 0.085g×2個入

MTAアンジェラス HP: 0.085g×2個
専用液: 0.25mL×2個
標準価格: ¥5,800



MTAアンジェラスHP 0.085g×5個入

MTAアンジェラス HP: 0.085g×5個
専用液: 0.25mL×5個
標準価格: ¥12,000

●一般的名称: 歯科用覆髄材料 ●販売名: MTA アンジェラス HP ●認証番号: 229AKBZX00006000(管理)

MTAアンジェラス®

歯科用覆髄材料

MTAアンジェラスホワイト 0.14g×2



0.14g入りの
1回の使い切りタイプ。

MTAアンジェラス ホワイト: 0.14g×2包
精製水: 3mL
標準価格: ¥3,800

MTAアンジェラスホワイト 1g



計量用スプーンを付属。

MTAアンジェラス ホワイト: 1g
精製水: 3mL
標準価格: ¥9,800

●一般的名称: 歯科用覆髄材料 ●販売名: MTA アンジェラス ●認証番号: 226ACBZX00015000(管理)

MTAフィラペックス

歯科用根管充填シーラー材

MTA成分含有の根管充填用シーラーで、硬化時の膨張により高い封鎖性を有しています。適度な流動性を持ち、操作性にも優れています。

また硬化時に膨張するので、根管の封鎖性に優れています。
(寸法変化 約0.09%*)

※Angelus社の社内試験の平均値

MTAフィラペックス シリンジ 4g入

4g入シリンジ×1本
ミキシングチップ×15
ミキシングパット
標準価格: ¥6,600

約15回
使用可能



MTAフィラペックス チューブ 30g入

ベース18g×1本
キャタリスト12g×1本
ミキシングパット
標準価格: ¥16,000

約200回
使用可能



●一般的名称: 歯科用根管充填シーラ ●販売名: MTA フィラペックス ●認証番号: 226ACBZX00043000(管理)

コードNo.	商品名	キャンペーン 特別価格	注文数
426509	MTA アンジェラス HP 0.085g×1個入		
393112	MTA アンジェラス HP 0.085g×2個入		
393105	MTA アンジェラス HP 0.085g×5個入		
494517	MTA アンジェラス ホワイト 1g入		
494524	MTA アンジェラス ホワイト 0.14g×2		
498152	MTA フィラペックス シリンジ 4g入		
498160	MTA フィラペックス チューブ 30g入		

●取扱店



(01)02747937016961